

# Rychlý test NADAL® COVID-19 Ag



vyrobeno v Německu



schváleno  
MZČR

odběr z  
přední části  
nosu

15 min  
do výsledku

Hodnotné  
dárky  
**ZDARMA!**



## Rychlý test pro detekci virových nukleoproteinových antigenů SARS-CoV-2

### Rychlý test NADAL® COVID-19 Ag

Rychlý test NADAL® COVID-19 Ag je imunochromatografický test s laterálním tokem pro kvalitativní detekci virových nukleoproteinových antigenů SARS-CoV-2 v lidských nazálních vzorcích (odběr z přední části nosu, max 2,5cm hluboko).

### Důležitost rychlého testu antigenu COVID-19

„Každá kategorie diagnostických testů má svou vlastní jedinečnou roli v boji proti tomuto viru.“

– U.S. Food and Drug Administration (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv)

Zatímco rychlý test NADAL® COVID-19 IgG/IgM\* detekuje virus nepřímo, rychlý test NADAL® COVID-19 Ag ho detekuje přímo zjištěním přítomnosti specifických proteinů viru SARS-CoV-2. Detekce antigenu tak vyplňuje diagnostickou mezeru. Nukleokapsidový protein (N) je ideální pro detekci viru, protože je ve viru velmi hojný a dostatečně specifický pro SARS-CoV-2. Je to jeden ze 4 nejdůležitějších strukturálních proteinů a podílí se na replikaci, transkripci a obalení virového genomu.

### Stručný přehled Vašich výhod

- ✓ Vysoká specifita
- ✓ Vysoká senzitivita při vysoké virové zátěži
- ✓ Jednoduchá obsluha
- ✓ Rychlé a spolehlivé výsledky testu za pouhých 15 minut
- ✓ Testování lze provést s nazálními vzorky
- ✓ Test může být skladován při pokojové teplotě
- ✓ Všechny komponenty testu – včetně sterilních tampónů – jsou součástí dodávky
- ✓ Žádná křížová reaktivita s lidskými patogenními koronaviry (jako hCoV-229E, -HKU1, -NL63 a -OC43) nebo chřipkovými viry (jako influenza A/B)
- ✓ Test nutno provádět při teplotě 15-30°C

