



Beaty asistent nepriamej masáže srdca

Prečo práve Beaty?



Ročne zomrie len v SR zhruba 21 000 ľudí na zástavu srdca.



Až 88% prípadov sa stane v domácom prostredí.



V prípade zástavy srdca dochádza približne po 4 minútach k nezvratnému poškodeniu mozgu. Tomu sa dá zabrániť okamžitým zahájením resuscitácie- stlačením hrudníka v správnom rytme 120 / min. a do správnej hĺbky (5-6 cm).



70% záchrancov nedokáže poskytnúť efektívnu resuscitáciu.



Udržiavať správnu hĺbku stláčania hrudníka je pre samotných profesionálov veľmi obtiažne a pre laických záchrancov takmer nemožné.

x3

Správne prevedenie resuscitácie môže strojnásobiť šance na prežitie.


Resuscitácia s použitím Beaty



Skontrolujte vedomie
Postihnutým jemne zatraste
Hlasno ho oslovte vetou
„Ste v poriadku?“



Pokiaľ nereaguje
Spriechodnite dýchacie cesty
záklonom hlavy a skontrolujte
dýchanie, následne volajte číslo 155.



Ihneď zahajte resuscitáciu
s pomocou Beaty



Pri správnom stlačení
hrudníka do hĺbky 5-6 cm
upozorní užívateľa pípnutím.



Metronóm určuje správny
rytmus stláčania hrudníka
(120 / min.) vibráciami



Úplne bezúdržbový,
životnosť batérie 3 roky



Jednoduché použitie,
priateľský pre používateľa



Malé rozmery a nízka
hmotnosť navrhnuté tak,
aby sa zmestil kamkoľvek



Cenovo dostupný prístroj
zachraňujúci to
najcennejšie- ľudský život

Čo je to Beaty?

Je to asistent nepriamej masáže srdca, ktorý kontroluje a pomáha poskytovať efektívnu resuscitáciu. Malý prístroj, ktorý nájde svoje miesto vo vrecku nohavíc, ako prívesok na kľúčoch, v lekárničke a podobne. Priložením na hrudník zachraňovanej osoby získate veľmi užitočného pomocníka, ktorý vám zaručí správnu hĺbku a rytmus masáže.

Šance na prežitie sa vďaka jeho použitiu strojnásobia!

Použitie

Laický záchranár ○ Polícia ○ Hasiči ○ Armáda ○ ZZS ○ Školitelia prvej pomoci

