

Trénink

= zdokonalení, připravenost, zkušenost, znalost

Tréninkový automatický externí defibrilátor

Defibtech Lifeline DDU-100TR



Nepodceňujte vlastní sebevzdělávání. Při záchraně lidského života jde především o čas.

Ten, kdo natrénoval použití automatického externího defibrilátoru, masáž srdce a základy první pomoci, má větší šanci život zachránit. Pokud vzděláváte a školíte, provádějte trénink na profesionálních zařízeních, které Vám svými funkcemi a konstrukcí zkvalitní trénink a poskytnou Vám i vašim žákům zpětnou vazbu o kvalitě prováděných nácviků. S kvalitními tréninkovými pomůckami vzroste kvalita nacvičených činností.

Tréninkový automatický externí defibrilátor Defibtech



Profesionální tréninková pomůcka, která je kopí „ostré“ verze AED Defibtech Lifeline. Tréninková verze je odlišena barvou obalu (červená). Tréninkový přístroj není schopen podat skutečný výboj, nelze s ním poskytnout požadovanou pomoc. Všechny funkční detaily jsou s „ostrou“ verzi identické.

Modeluje 6 situací (scénářů) pro trénink. Všechny s hlasovými pokyny v češtině:

- VF (fibrilace komor), která se po 1. výboji změní na rytmus nevyžadující podání výboje
- Rytmus nevyžadující podání výboje po celou dobu resuscitace
- Signalizace špatně fungujících samolepicích elektrod, dokud nejsou odpojeny a znova připojeny
- VF (fibrilace komor), která se po 2. výboji změní na rytmus nevyžadující podání výboje
- Neměnná, perzistentní VF (fibrilace komor), rytmus vyžadující podání výboje po celou dobu resuscitace
- Samolepící elektrody nejsou nalepeny na těle pacienta. Tento scénář se doporučuje jako výchozí při použití dálkového ovládání. AED vyzve žáka k přilepení elektrod k tělu a školitel může následně zvolit simulaci rytmu, nebo kterýkoliv z výše uvedených scénářů pomocí dálkového ovladače.



Součástí tréninkového AED je nabíjecí baterie, nabíječka baterie, dálkový ovladač a dospělé tréninkové samolepicí elektrody.

AED značky Defibtech jsou vyráběny v USA. Na výrobky Defibtech poskytujeme až 8 letou záruku.

Kde nachází své uplatnění:

- všude tam, kde dochází k personálním změnám uživatelů zaměstnanci v různých společnostech
- v organizacích, které provozují školení a kurzy první pomoci - bezpečnostní technici, zdravověda
- ve vzdělávacích institucích jako školní pomůcka (Základní školy, Střední odborné školy apod...)
- složky IZS ČR a Armáda ČR, tam kde se provádí pravidelný nácvik záchranných či kritických situací