



AED

automatizovaný externí defibrilátor

Přístroj malý svými rozměry, velký svým významem.

Zachraňuje lidské životy.

AED na veřejných místech. AED v obcích a městech. Tam kde je vysoká koncentrace lidí, či horší dostupnost. Na náměstích, na sportovištích, cyklostezkách, hradech a zámcích, ve školách, institucích, sociálních zařízeních a mnoho dalších místech.

Proč by si měli pořídit AED

- ⚡ ročně zemře na zástavu srdce 35 tis. lidí a až 85% by se dalo zachránit díky dostupnosti AED
- ⚡ lidé ze Zdravotnické záchranné služby nemohou být všude
- ⚡ průměrný čas dojezdu ZZS je 10 - 15 minut, po 10 minutách je pravděpodobnost záchrany lidské života jen 5%
- ⚡ v hůře dostupných místech se čas dojezdu ZZS zvyšuje
- ⚡ myslíte na bezpečí svých občanů, obyvatele a sousedů
- ⚡ uvědomuje si svou morální zodpovědnost za bezpečí a zdraví svých obyvatel



Vaše AED na veřejném místě
v AED Boxu Aivia, to je bezpečné
dostupné umístění pro záchránce.

REALIZACE



AED box Aivia

- trvale připojen na zdroj napětí 24V
- vytápěný a chlazený ventilátorem, řízeno vestavěným termostatem
- osvětlený
- zabezpečený přístupovým PINem, klávesnice pro zadání
- integrovaná záložní baterie
- možnost nouzového otevření
- zvukový alarm při otevření

V případě záchrany života je AED v boxu k dispozici.

- zavolejte telefonní linku 155
- sdělte operátorovi místo kde se nacházíte
- operátor vybere nejdostupnější AED
- operátor ZZS Vám sdělí PIN, kterým otevřete box
- zahájíte záchranu s pomocí AED

Jsme specialisté na AED proto nabízíme komplexní služby pouze pro AED.

- osobní konzultace spojené s výběrem nejvhodnějšího umístění
- registrace AED do systému ZZS
- registrace do systému AED Line, který hlídá expirace a kontroly PBTK
- školení obsluhy
- PR podporu, veřejnou publicitu
- možnost vyřízení či doporučení dotačních programů